

Manual de uso · SemantIAr Anotador · Calibración 3

CAL3-2026.08.27 · versión tester académica

Aviso: trabajar sólo con lotes desidentificados. No es software médico.

1. Para qué sirve y cómo cuidar la información

- SemantIAr ayuda a revisar notas clínicas para una investigación. Permite marcar expresiones, reconocer formas breves y elegir un concepto de SNOMED CT cuando el texto lo respalda. No es software médico.
- Cargue sólo lotes desidentificados entregados por el equipo. La aplicación no envía las notas a un servidor propio; el avance queda en el dispositivo hasta descargarlo.

2. Cargar y recuperar un lote

- Pulse Cargar archivo y seleccione el lote asignado. Compruebe su identificador, el nombre del lote y la cantidad de notas.
- Para esta ronda use la página web o la PWA. El tester Android está deprecado y sólo queda para recuperar sesiones antiguas autorizadas.
- Guardar avance descarga un archivo que se puede volver a abrir. La recuperación local ayuda ante un cierre accidental, pero puede contener texto clínico sin cifrado propio: no la use en un equipo compartido y bórrala al terminar.
- No cambie el texto de las notas ni mezcle lotes. Si cambia de dispositivo, cargue la última copia descargada.

3. Flujo de una nota en tres pasos

- Paso 1 · Leer: lea toda la nota antes de mirar las marcas sugeridas. La especialidad sólo orienta.
- Paso 2 · Marcar: acepte, ajuste, anule o agregue cada mención. Las marcas que se superponen parcialmente pueden mantenerse separadas.
- Paso 3 · Decidir y cerrar: revise una marca por vez, indique si es clínica, una forma breve, ambas o una marca para anular, y cierre sólo cuando no quede nada pendiente.

4. Decisiones clínicas y formas breves

- Información clínica: elija Hallazgo clínico, Procedimiento o Fármaco; busque el concepto; verifique las palabras marcadas y complete el contexto.
- Forma breve: indique cómo está escrita, qué significa en esa nota, qué función cumple y qué pistas observó.
- Duda: use Ambigua o No puedo determinarla cuando el contexto no permite resolver. No fuerce un significado ni un código.
- Una misma expresión puede necesitar las dos revisiones. Complete cada una por separado.

5. Cierre, guardado y problemas

- Cierre como Revisada con conceptos o Sin conceptos anotables. Si después cambia algo, la nota vuelve a quedar pendiente.
- Si el contador no baja, revise la cola, las formas breves y los campos que todavía falten.

- Si la búsqueda no responde, compruebe la conexión, conserve el avance y comunique el problema sin copiar texto clínico.

6. Qué significa cada opción

Etiqueta	Qué se completa
Sólo información clínica	Elegir el concepto SNOMED CT y completar el contexto.
Sólo significado local	Indicar el significado, la función, la parte de la nota y las pistas.
Información clínica + significado local	Completar las dos revisiones sobre el mismo tramo.
Excluir / anular	Conservar la decisión y explicar brevemente el motivo.

La aplicación guarda el texto original, las marcas y sus decisiones para que el equipo pueda revisar el trabajo. No edite el archivo a mano.

7. Decisiones para las formas breves

Decisión	Cuándo elegirla
Sentido resuelto	El contexto permite elegir un significado concreto.
Ambigua aun con contexto	Quedan dos o más significados posibles.
No puedo determinarla	La nota no alcanza para saber qué significa.
Proponer sentido nuevo	El significado se entiende, pero no está en la lista.
Forma errónea o corrupta	La escritura tiene un error y se puede indicar la corrección.
Uso no clínico/estructural	Organiza la nota o cumple un uso administrativo.
No es abreviatura ni acrónimo	La sugerencia no corresponde y se descarta.

8. Antes de entregar

Compruebe que no queden pendientes, que las dudas estén registradas y que el archivo descargado vuelva a abrirse sin errores.

Para la organización de la ronda, consulte docs/PROTOCOLO_CALIBRACION_3.md. El material técnico doctoral queda reservado al equipo investigador.